

## NUOVA DOSATRICE DI LIQUIDI – SEMILIQUIDI E PRODOTTI VISCOSI A POMPA PERISTALTICA

**Per liquidi, semiliquidi e prodotti viscosi — la soluzione ideale per il laboratorio galenico moderno**

La nuova dosatrice a pompa peristaltica è progettata per chi cerca affidabilità, precisione e massima versatilità nelle operazioni di riempimento. Grazie al motore potenziato e alla tecnologia di controllo avanzata, permette di dosare in modo estremamente accurato volumi da meno di 1 ml fino a 500 ml e oltre, adattandosi perfettamente alle esigenze quotidiane del laboratorio.

Dotata di **microcontrollore, encoder e testa di pompaggio professionale**, garantisce un flusso costante e una precisione superiore anche con prodotti ad alta viscosità.

La **regolazione fine della velocità**, sempre visibile sul display, consente di gestire qualsiasi tipo di preparato trovando ogni volta il settaggio perfetto.

Per i prodotti più densi, la macchina è predisposta per l'installazione della **tramoggia**, che ne amplia ulteriormente le possibilità d'uso. È già equipaggiata con **sistema antigocciolamento regolabile** e con la funzione di **riempimento sequenziale automatico**, ideale per aumentare produttività e uniformità nelle preparazioni.

In dotazione sono inclusi **tre tubi in silicone di diverse dimensioni** con relativi ugelli, per iniziare subito a lavorare su più tipologie di prodotti.

Su richiesta è disponibile il set specifico per il **riempimento delle capsule** e quello per i **microclismi**, rendendo la macchina una vera tuttofare.

### Caratteristiche tecniche principali

Struttura in acciaio inox  
 Potenza 140 W  
 Fino a **1200 ml/min** in pescaggio (prodotti liquidi)  
 Fino a **500 ml/min** con glicerolo (con tramoggia)  
 Tramoggia da circa 1,5 litri  
 Tubi semplici e rapidi da sostituire

### Dimensioni:

25 x 37 x 40 cm (senza tramoggia)  
 25 x 37 x 75 cm (con tramoggia)

**Peso:** 7 kg

### Optional

Pedale per azionamento supplementare  
 Kit ugello + tubo per capsule  
 Kit ugello + tubo per microclismi  
 Tramoggia completa di supporto



VISTA DOSATRICE IN CORRETTO POSIZIONAMENTO DI LAVORO PER PRODOTTI LIQUIDI E SEMILIQUIDI A PESCAGGIO



VISTA DOSATRICE IN CORRETTO POSIZIONAMENTO DI LAVORO PER PRODOTTI VISCOSI /CREME CON UTILIZZO TRAMOGGIA



UGELLO SPECIFICO CON TUBO PER RIEMPIMENTO CAPSULE



SU RICHIESTA RACK IN ACCIAIO INOX PER FLACONI DI VARIE DIMENSIONI



TESTA DI POMPAGGIO