

PIASTRA VIBRANTE PER OPERCOLTRICI UNIVERSALE



Per lavorare con le opercolatrici è utile essere in possesso di una piastra vibrante, la quale ne garantisce il riempimento in modo omogeneo, e ne velocizza la produzione anche quando ci si trovi in presenza di sostanze la cui compattabilità e scorrevolezza risultano essere difficili.

La nostra piastra vibrante essendo estremamente potente ed equilibrata può essere equipaggiata con due tipi di vassoio uno più piccolo per accogliere opercolatrici di piccole dimensioni ed uno più grande per accogliere opercolatrici di dimensioni più grandi, in entrambi i casi la funzionalità è sempre ottimale garantita dalla possibilità di regolazione della vibrazione.

La struttura è interamente realizzata in acciaio inox.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione 230 volts 50 Hz
Regolazione della vibrazione

Dimensioni e peso:

Modello Small con vassoio piccolo:
LxPxH cm 23x23x11 (Dimensioni utili
interno vassoio LxP cm 21,5x21,5)
Peso Kg 7,0

Modello Large con vassoio grande:
LxPxH cm 41x23x11 (Dimensioni utili
interno vassoio LxP cm 40,5x22,5)
Peso Kg 8,0

