

SETACCIATORE VIBRANTE



Il setacciatore vibrante qui raffigurato consente di poter lavorare con quattro setacci contemporaneamente più il vassoio di raccolta ed il coperchio superiore.

Tutti i componenti della struttura sono in acciaio AISI 304 mentre i setacci, il vassoio di raccolta ed il coperchio sono in acciaio AISI 316

Lo strumento lavora con setacci di diametro 200 x altezza 50 mm con maglie a vostra scelta.

Lo strumento è ideale per setacciare polveri, prodotti granulati ecc...

Dotato di Timer da 0 a 120 minuti e regolatore della vibrazione

Potenza 200 Watt

Alimentazione 230 Volts 50Hz

Dimensioni LxPxH cm 23 x 23 x 45

Peso 10 Kg circa