

TURBOEMULSORE



Strumento ideale per tutti i lavori di produzione, ricerca e sviluppo, è, infatti, caratterizzato da un'ampia gamma di applicazioni: miscelazione, emulsione, omogeneizzazione, disintegrazione e dissoluzione.

La dotazione comprende oltre alla base le aste ed il morsetto di regolazione, tre statori intercambiabili in acciaio inox AISI 304 con diverse configurazioni, per rendere possibile qualsiasi lavorazione.

Il potente motore pilotato da un controllo elettronico, può essere regolato con velocità comprese tra 200 e 11000 RPM i quali sono visualizzati su un display digitale.

Il volume di utilizzo raccomandato è compreso fra 50 ml e 40 L

Le dimensioni delle testine sono le seguenti :

Testina con fori da 5 mm

Testina con fori da 20 mm

Testina con asole da 50 mm

Le versioni sono due:

T1 con asta cromata, basamento verniciato a polvere, e statori amovibili

T2 con asta e basamento in acciaio inox, e gruppo di rotazione e statori amovibile integrale