

MISCELATORE MULTIUSO COMPONENTE



ESEMPIO DI
MISCELATORE
COMPOSTO CON BASE
TIPO C E TESTA TIPO A

MISCELATORE MULTIUSO COMPONENTE PER LIQUIDI, SEMILQUIDI, GEL E CREME

Il miscelatore qui realizzato (interamente in acciaio inox aisi 304) può essere composto direttamente dal cliente a propria discrezione e necessità utilizzando le due teste di miscelazione e le tre basi di sostegno.

La testa tipo A consente di miscelare prodotti densi e di agitare prodotti liquidi, grazie alla dotazione degli utensili di dispersione.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione 230 volts 50 Hz

Potenza 200 Watt

Timer digitale per impostazione durata della miscelazione da 1 – 60 minuti

Regolazione della velocità da 0-300 rpm

Mandrino auto serrante a serraggio rapido max 10 mm

Funzione inversione del senso di miscelazione automatica a cicli di 20" (attivabile/disattivabile)

Volume max agitabile e miscelabile in prodotto denso 5 litri

In prodotto liquido 40 litri (max viscosità >100.000 mPa-s)

Utensili in dotazione di serie **Tipo A / Tipo F**

La testa tipo B consente di miscelare prodotti liquidi, semilquidi, gel e creme di media densità grazie alla dotazione degli utensili di dispersione.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione 230 volts 50 Hz

Potenza 120 Watt

Regolazione della velocità da 0 -2000 rpm

Mandrino auto serrante a serraggio rapido max 10 mm

Funzione inversione del senso di miscelazione ad

inserimento manuale (attivabile/ disattivabile)

Volume max agitabile e miscelabile in prodotto liquido 40 litri,

in prodotto semilquido 5 litri (max viscosità 25.000 mPa-s)

Utensili in dotazione di serie **Tipo A/ Tipo E**

**IDONEO per eseguire miscelazioni con utensili del CITO
UNGUATOR**



BASE TIPO A

Dimensioni: L x P cm 42 x 38

Altezza max con asta installata cm 60

Altezza utile per contenitore cm 30



BASE TIPO B

Dimensioni : L x P 25 x 30

Altezza max con asta installata cm 60

Altezza utile per contenitore cm 30



BASE TIPO C

Dimensioni: L x P cm 42 x 38

Altezza max con asta installata cm 60

Altezza utile per contenitore cm 30

Supporti laterali per bloccaggio
Becher da 250 a 5000 ml o contenitori
fino a un max diametro di 30 cm x
altezza di 30 cm



Tipo A Utensile diametro mm 50 idonea per becher fino a 1000ml

Tipo B Utensile diametro mm 70 idonea per becher da 2000 a 5000ml

Attraverso un flusso assiale con alta velocità miscela prodotti liquidi, semilquidi e viscosi

Tipo C Utensile L x H mm 80 x 30

A velocità medio alta attraverso un flusso perpendicolare miscela prodotti medio solidi di tipo leggero

Tipo D Utensile L x H mm 80 x 80

A velocità medio basse con un flusso laterale esegue una miscelazione soft ideale per prodotti semi liquidi e di media densità

Tipo E Utensile L x H mm 63 x 57 idonea per becher fino a 1000 ml

Tipo F Utensile L x H mm 84 x 75 idonea per becher da 1000 a 2000 ml

Tipo G Utensile L x H mm 124 x 145 idonea per becher da 2000 a 5000ml

A velocità bassa e con l'aiuto dell'inversione del senso di miscelazione miscela in modo omogeneo prodotti densi e semidensi

Optional a richiesta:

Contenitore in acciaio da 5000 ml

Becher da 250-600-2000-3000-5000 ml

Compatibile con il nostro Bagno maria
termostatico digitale