

ASPIRATORE DA TAVOLO A BRACCIO ESTENSIBILE PER FARMACIA E LABORATORIO GALENICO



TIPO 1 con base ad omega



TIPO 2 con supporto regolabile per fissaggio a parete e morsetto per fissaggio al tavolo



TIPO 3 con base ad H

Caratteristiche Tecniche:

Struttura in metallo verniciato e materiale plastico ad alta resistenza

Basamenti e supporto a parete in acciaio inox AISI 304

Morsetto in lega leggera massimo spessore stringibile cm 6,0

Potenza aspirante 200 m³/h

Velocità aria aspirata 0,5 M/s

Velocità aria espulsa 0,8 M/s

Trattenimento polveri circa 600 G / mq categoria filtro F6 per particelle da 5 micron (in filtro combinato polveri /carboni).

Dimensioni Modulo : L x P x H cm 20 x 20 x 16

Dimensione Massima tipo 1 L x P x H cm 25 x 30 x 60

Dimensione Massima tipo 2 L x P x H cm 20 x 20 x 60

Dimensione Massima tipo 3 L x P x H cm 40 x 38 x 60

Dimensione massima estensione al centro del modulo cm 40 dal pernio di ancoraggio al morsetto. (Per tipo 2)

Dimensione massima estensione al centro del modulo regolabile da cm 40 a cm 60 dal pernio di ancoraggio al supporto da parete . (Per tipo 2)

Dimensione massima estensione al centro del modulo cm 40 dal pernio di ancoraggio alle basi ad omega e ad H (tipo 1-tipo 3)

Peso Kg 3,0 circa (modello tipo 2)

Peso Kg 7,0 circa (modello tipo 1- tipo 3)

Alimentazione 230 volts 50 Hz

Potenza 50 Watt

Optional a richiesta: Modulo contaore per usura filtro applicabile esternamente senza interventi tecnici direttamente dall'operatore.

Accessorio a richiesta : Filtro di ricambio combinato Polveri/Fumi

L'apparecchio soddisfa la tabella 6 della farmacopea della Repubblica Italiana (Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia)