

## CABINA VORTEX CAB



*Vista con Aspiratore da installare*



*Vista con Aspiratore installato*

La **cabina Vortex CAB** è stata realizzata affinché chi è in possesso di un nostro aspiratore da tavolo possa applicarlo in modo molto semplice attraverso 4 pomelli. Questo permette di avere a disposizione una cabina di contenimento garantendo all'operatore un livello superiore di protezione.

La cabina è interamente realizzata in acciaio inox AISI 304.

Lo schermo frontale è ribaltabile e realizzato in policarbonato antiurto.

Sul retro della cabina vi è posizionato uno sportello apribile che consente di poter far passare eventuali cavi di alimentazione, tubi ecc...

La zona di lavoro è illuminata attraverso una plafoniera da 8 watt.

### **Dimensioni:**

Esterne: L x P x H cm 51 x 32 x 62 (con aspiratore installato)

Interne utili: L x P x H cm 50 x 31 x 50

Peso Kg 20

**L'apparecchio soddisfa la tabella 6 della farmacopea della Repubblica Italiana (Apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia)**